


 温熱持続時間
3~5分


 皮膚面平均温度
40~45度



火を使わないので
無煙・無臭

気になるところに
ぽんっと貼るだけ

ON も OFF も、ぽんっと温活

OKYU-PON

おきゅポン

火を使わずに、ツボとその周辺を温熱刺激します。体調に合わせて、安全に貼りなおしも可能。無煙、無臭で洋服や部屋にニオイが移らず、どこでも使用できます。1回5分でOK。ちょっとした時間に簡単セルフケア。




火不使用

無煙・無臭

水で発熱



OKYU-PON の特徴



- ①発熱材の表面を水で濡らす
- ②ツボに貼り付ける

